

Exporter la base Gestan


Le programme d'export de base de donnée permet :

- d'utiliser Gestan sur un autre support, comme une clé USB ou un disque dur externe. Dans ce cas, la base ne sera pas compressée, et tous les fichiers nécessaires à l'exécution de Gestan sur le support externe seront exportés également.
- de réaliser un backup de la base à un instant donné. La base sera alors compressée au format zip, et pourra être importée ultérieurement, si la version du programme lors de l'importation est identique à la version des données.

 Ce programme n'est disponible que pour les versions autohébergées de Gestan. Pour les versions Cloud, utilisez le [programme de compression](#).

Utilisation de l'écran

Accès : Outils → Administration → Exporter la base Gestan.



Le **répertoire source** est celui de la base sur laquelle vous êtes connectée, dans lequel sont stockées les données à exporter.

Le champs **Vers le répertoire** est le répertoire vers lequel vous voulez exporter les données du répertoire source.

Vous pouvez exporter :

- le répertoire des données (celui qui contient les fichiers .fic, .mmo, .ndx)
- le répertoire des documents liés (celui qui contient les fichiers liés aux contacts)

Il faut sélectionner au moins l'une de ces deux options.

Export pour utilisation sur clé USB

Gestan peut fonctionner en mode totalement autonome (portable), vous permettant d'embarquer toutes vos données de production sur une simple clé USB, que vous pourrez faire fonctionner sur n'importe quel ordinateur, sans laisser aucune trace d'aucune données sur l'ordinateur hôte.

Si la clé USB est de bonne qualité, les temps de réponse seront identiques à ceux du fonctionnement normal.

Dans ce mode de fonctionnement, le mode de connexion automatique de Gestan sera désactivé, il faudra nécessairement se connecter via la fenêtre de login, avec code et mot de passe : il est vivement conseillé de ne pas activer la fonction de mémorisation du mot de passe, afin de protéger vos données en cas de vol ou de perte de votre clé USB (et d'utiliser un mot de passe solide).

Le programme d'export va installer sur la clé USB les fichiers nécessaires pour le mode "application portable" :

- les fichiers du programme (dont gestan.exe) et les bibliothèques dynamiques (dll) nécessaires
- les données gérées par Gestan (DATABASE),
- les fichiers du répertoire RESSOURCES
- et les fichiers externes éventuellement dans DOCUMENTS

Si la case **Minimal** est cochée, les librairies dynamiques ne seront pas copiées, ni le répertoire RESSOURCE : vous pouvez cocher cette case quand votre support externe contient déjà ces fichiers (si vous avez fait un export "non minimal" précédemment, ils y sont), le temps d'export est raccourci.

La case **Sans paramétrage** permet de ne pas exporter les paramètres généraux ni les paramètres utilisateur. Cela permet de ne pas avoir à modifier les réglages de paramétrage que vous avez fait sur votre clé USB (par exemple, vous faites un premier export. Puis, utilisant le programme sur clé USB, vous décochez l'affichage de la todo list et du chrono. Au second export dans le même répertoire, si cette case est cochée, votre paramétrage sera conservé et vous n'aurez pas à le refaire.)

Export pour sauvegarde

Cet export génère une archive "zip" compressée, en vue d'un archivage de vos données.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour conserver une "photo" de votre base à un moment donné. Pour une sauvegarde, ce n'est pas idéal : en effet, des données de production modifiées tous les jours doivent être sauvegardées tous les jours, il est vivement conseillé pour d'automatiser votre sauvegarde (voir [sauvegarde Gestan](#)).

⚠ Ne modifiez pas le nom des archives d'export zippées ! En effet, Gestan utilisera ce nom d'archive pour contrôler la version des données, au moment de l'import.

i Autres articles “Outils”

- [Base de données Gestan HFSQL](#)
- [Charger des imputations](#)
- [Charger un plan comptable](#)
- [Connexion à Gestan](#)
- [Démarrage rapide](#)
- [Exporter la base Gestan](#)
- [Importation de données dans Gestan](#)
- [Importer des contacts Google ou Outlook](#)
- [Importer des contrats](#)
- [Importer des pièces dans Gestan](#)
- [Importer des traductions produit](#)
- [Importer une base Gestan](#)
- [Importer une pièce dans Gestan](#)
- [L'écran principal de Gestan](#)
- [Minification de la base](#)
- [OCR](#)
- [Procédures compilables](#)
- [Recommander Gestan](#)
- [Réaffecter à un utilisateur](#)
- [Réimputation des écritures](#)
- [Réinitialisation des catégories de contact](#)
- [Réinitialiser les champs complémentaires](#)
- [Réorganisation des contacts](#)
- [Structure des répertoires Gestan](#)
- [Suppressions en masse](#)
- [Traducteur](#)
- [Transférer vos données au support](#)
- [Trucs et astuces](#)
- [Versions du programme Gestan](#)
- [Zipper la base](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/outils/exportbase?rev=1785597266>

Last update: **2026/08/01 17:14**